

## Pflegeanleitung Victory Whirlwanne

### Rohrreinigung System Rein SpaTime



- Nach jedem zweiten Bad Rohrreinigung durchführen.
- Nach dem Baden ca. 70g in direkt ins Badewasser geben.
- Luftgebläse und Wasserpumpe 20min. eingeschaltet lassen.
- Wasser ablassen und trocken reinigen.
- Luftgebläse muss Luftkanal ausblasen ca. 5min  
→ Startet automatisch wenn Wanne abgelassen wird.

### Desinfektion Puracelin E (Flächen- und Handdesinfektion)



Desinfektion direkt in den Desinfektionsbehälter geben und 1:1 verdünnen.

*(1 Liter Desinfektion entspricht 500ml Puracelin E + 500ml Wasser)*

- Nach jedem Baden desinfizieren oder wenn die Steuerung es anzeigt  
(Wir empfehlen nach jedem Baden)

Nach jedem Bad	Wenn Steuerung es anzeigt
- Ca. 30ml Desinfektion in die Wanne geben.	- Programm Startet automatisch.
- Luftgebläse und Wasserpumpe 20min. laufen lassen	- Luftgebläse und Wasserpumpe laufen automatisch.

- Wasser ablassen und trocken reinigen.
- Luftgebläse muss Luftkanal ausblasen ca. 5min.  
→ Startet automatisch wenn Wanne abgelassen wird.

### Wichtiger Hinweis:

Immer wenn die Badewanne mit Wasser in Kontakt kommt, muss der Luftkanal ausgeblasen werden. Der Luftkanal sollte immer trocken sein, damit kein Biofilm und Verkalkungen entstehen.

Rohrreiniger und Desinfektion direkt in unsrem Online-Shop bestellen unter [www.grueterag.ch](http://www.grueterag.ch)